如同陽光中有益光線對肌膚的影響，LED光療已漸為大眾所熟知且為世界各國所認可，並應用於肌膚的保養，柳蘋果機歷經十年研發，使用專業LED光波，幫助保養品吸收，針對臉部蘋果肌部位或其他欲保養之肌膚，達到提亮膚色、掃除黯沈、增加肌膚彈性與緊緻度，使肌膚綻放光采透亮的健康光澤。



三分鐘 還你完美蘋果肌

蘋果機

BEAUTY APPLE LIGHT 660

柳燕老師力推 輕鬆綻放光采透亮







產地：台灣　**電池使用時數：**30000 / H　**光源：**595nmX8顆+660nmX8顆

產品功效：促進保養品吸收，達到提亮膚色、掃除黯沉、增加肌膚彈性與緊實度，使肌膚綻放光采透亮之健康光澤。蘋果機外型小巧、美觀、方便攜帶，外型最適合亞洲女性手掌大小。專業光波具足夠之波長，能夠深入並調理肌膚。

使用方法：清潔臉部並塗抹日常保養品後，即可使用蘋果機。

保存方法：請置於陰涼處，避免陽光照射。　**適用膚質：**所有肌膚。

4 大功效


蘋果機　BEAUTY APPLE LIGHT 660



EFFECTIVE SKIN CARE
+ 有效保養
促進保養品吸收，達到提色膚色、增加肌膚彈性與緊實度之效果，使肌膚綻放光采透亮之健康光澤。



LOVELY SHAPE
+ 造型可愛
蘋果機外型小巧、美觀、方便攜帶，外型最適合亞洲女性手掌大小。



PROFESSIONAL LIGHT DESIGN
+ 專業光波設計
具足夠之波長，能有效促進保養品吸收，深入並調理肌膚。

ACCELERATE SKIN CIRCULATION
+ 促進血液循環
增強肌膚抗敏度，提高血管的收縮與舒張能力，降低血管壁的通透性，舒緩易敏感肌膚。



FACE® 蘋果機系列



+FACE 紫色蘋果機　+FACE 金色蘋果機　+FACE 橘色蘋果機



+FACE 粉色蘋果機　+FACE 綠色蘋果機

使用方法



MERIT 01

先卸妝與清潔臉部。



MERIT 02

於日常保養程序後
使用頻果機



MERIT 03

拿起蘋果機上蓋，撥動開關至Normal(往下)或Pulse(往上)，如圖示。



MERIT 04

將LED區域直接先靠一側臉頰上，以由內往外，由上往下的方式分區照射，每次照射時間持續3分鐘後自動斷電，之後可繼續照射其他欲保養部位。



MERIT 05

將單側臉頰分成三區照射(如圖所示)，每區照射3分鐘，每邊臉頰照完需9分鐘，兩側臉頰共需18分鐘。

通過產品功能的有效性與安全性測試，本產品無電磁波、輻射、光害等副作用，請放心使用。

FACE® 台灣光療醫美權威

專注・技術・無可挑剔



+ 開發無副作用光療護膚系列產品

“eFACE”專精於客製化設計並製造具有健康概念的生活科技產品，秉持著引領潮流的理念，經營具有前瞻性的光療事業，投入美容、醫美器材的開發迄今已有8年的歷史。

+ 嚴格測試 追求卓越品質

“eFACE”產品之有效性經消費者（100）皮膚測試，並經皮膚專家、光學博士測試認可，並確保產品的使用安全。

+ 台灣生產製造

“eFACE”堅持在台灣設計、生產、製造，提供消費者最健康有效、方便使用的美容產品。



TWLC

天采科技股份有限公司

TWLC Co., Ltd.

台灣 台北市內湖區南京東路六段461號9樓之5

www.twlc.com.tw